


# TOUL - Flusso laminare focalizzato

Sterilità fino a 100 volte superiore rispetto ad una sala operatoria standard.



Sistema di ventilazione mobile installabile in pochi minuti, ovunque.

- TOUL elimina il **99,995% di batteri e virus** dall'area operatoria.
- **Nessun lavoro impiantistico necessario** per l'installazione.
- **Diretto su tavolo e campo operatorio**, agisce senza interposizione di ostacoli.
- **Rispetta la classe ISO 5** (Flussi laminari) anche in un semplice ambulatorio.



**Normeditec**

**TOUL è un sistema di ventilazione mobile per clinica veterinaria.  
ELEVATO LIVELLO DI ASEPSI – Protesi d'anca per cane.**


L'unità mobile di ventilazione TOUL Operio aspira l'aria della sala dove è posizionato e la purifica tramite un sistema di filtri assoluti Hepa14 eliminando il 99,995% dei batteri e virus aerodispersi.

**Diretto, orizzontale e focalizzato, per proteggere al meglio le aree critiche: il campo operatorio e il tavolo strumenti.**

TOUL protegge le aree critiche per tutta la durata dell'intervento. I sistemi di ventilazione a soffitto non riescono a garantire un elevato livello di asepsi perché sono lontani e il flusso d'aria pulita è deviato e non diretto.

### Sistema di ventilazione verticale al soffitto.

I flussi d'aria tradizionali sono ostacolati dalle lampade scialitiche o dalla testa degli operatori.



### Sistema di ventilazione orizzontale mobile.

TOUL è diretto e focalizzato sul campo operatorio e tavolo strumenti.



**Normeditec**


**TOUL è un sistema di ventilazione mobile per clinica veterinaria.  
ELEVATO LIVELLO DI ASEPSI – Protesi d'anca per cane.**

**Il flusso laminare d'aria crea un'area di elevatissima asepticità in pochi secondi e ovunque.**

## APPLICAZIONE veterinaria con elevato livello di asepsi: PROTESI TOTALE D'ANCA per CANI



**Setting operatori – Protesi d'anca per cani.**



**ditec**

## SOLUZIONE ECONOMICA

*Operio CLINIC è un sistema di ventilazione ambientale mobile per ambulatori e cliniche veterinarie, installabile in pochi minuti.*

**Operio CLINIC può essere utilizzato per migliorare le condizioni asettiche ambientali in sala operatoria/ambulatorio.**

I vari livelli di purificazione dell'aria pulita possono essere utilizzati per adattare il grado di asepsi desiderato in base al tipo di operazione. Il dispositivo filtra fino a 480 m<sup>3</sup> ogni ora. È facile da installare e può essere trasportato tra le sale operatorie e i più vari ambienti.

**Operio CLINIC: elevata asetticità con budget limitato.**



**Operio CLINIC: creare pressione positiva in pochi minuti.**

**Il dispositivo è predisposto per prelevare aria dalla stanza vicina e creare sovrappressione e ricambio d'aria nella sala operatoria dove è installato.**



**Scansiona per contattare  
un nostro esperto !**

**NORMEDITEC S.R.L.**  
Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali  
Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110  
[www.normeditec.com](http://www.normeditec.com) [info@normeditec.com](mailto:info@normeditec.com)



**Normeditec**